

ÇERTIFIKATE AKREDITIMI

3P LIFE LOGISTIC sh.p.k

Autostrada Tiranë –Durrës km 9

Numri i Rregjistrimit

LT 049

Laborator Testues Mjekësor

**Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S
SH ISO/IEC 15189:2012 "Laboratorë Mjekësor-Kërkesat për Cilësinë
dhe Kompetencën" sipas listës bashkëlidhur**

Data e akordimit të akreditimit 10.02.2016

Çertifikata është e vlefshme deri më datë : 09.02.2020

Drejtori i Përgjithshëm

Armond HALEBI

Rishikimi: 0

Lëshuar me datë: 10.02.2016

LT 049 10.02.16



LT 049
Datë 16.02.2016

Rishikimi 1 Data e leshimit 27.12.2018
E vlefshme deri në datën 15.02.2020

3P LIFE LOGISTIC sh.p.k

Laborator Testues Mjekësor Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

**Vendndodhja e pare: Rruga e Durrësit, Njësia Bashkiake Nr. 10, Sheshi
"Karl Topia", Kulla 3, Kati I, Tiranë**

N°	Materi ali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standardi / Metoda e proves(3)	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinion e dhe interpretime (4)	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës (5)
1	Gjak (me EDTA)	Eritrocite (RBC) uL	4.5 – 5.8 x10 ³ uL	Metoda Hydro Dynamic Focusing	Sysmex XS – 1000i/XS – 800i 27/12/2014	-	-	
2	Gjak (me EDTA)	Leukocite (WBC) uL	4 – 11 x10 ³ uL	Metoda me rezistence dhe fotometrike	Sysmex XS – 1000i/XS – 800i 27/12/2014	-	-	

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 049
Datë 16.02.2016

Rishikimi 1 Data e lëshimit 27.12.2018
E vlefshme deri në datën 15.02.2020

3P LIFE LOGISTIC sh.p.k

Laborator Testues Mjekësor

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

3	Gjak (me EDTA)	Hemoglobine (HgB) g/dL	13 - 16 g/dL	Metoda kolorimetrike	Sysmex XS 1000i/XS 800i 27/12/2014	-	-	-	
4	Gjak (me EDTA)	Hematokrit (HcT) %	36-44%	RBC Pulse height detection method	Sysmex XS 1000i/XS 800i 27/12/2014	-	-	-	
5	Gjak (me EDTA)	Trombocite (PLT) uL	150 - 450 x 10 ³ /uL	Metoda Hydro Dynamic Focusing	Sysmex XS 1000i/XS 800i 27/12/2014	-	-	-	
6	Serum	Glukoze mg/dL	4.32 - 720 mg/dL	Metoda enzimatike reference me heksokinaze	REF 04404483 190 Cobas Integra 400 Plus 27/12/2014	-	-	-	
7	Serum	Alt (SGPT) U/L	0-41 U/L	Metode sipas IFCC me pyrodoksal - 5` - phosphate	REF 20764957 322 Cobas Integra 400 Plus 27/12/2014	-	-	-	

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 049
Datë 16.02.2016

Rishikimi 1 Data e leshimit 27.12.2018
E vlefshme deri në datën 15.02.2020

3P LIFE LOGISTIC sh.p.k

Laborator Testues Mjekësor

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

8	Serum	AST (SGOT) U/L	0 - 38 U/L	Metode sipas IFCC pa pyrodoksal - 5` - phosphate	REF 20764949 322 Cobas Integra 400 Plus 27/12/2014	-	-	
9	Serum	Bilirubine Totale mg/dL	0 - 1 mg/dL	Metoda diazo kolorimetrike	REF 05795397 190 Cobas Integra 400 Plus 27/12/2014	-	-	
10	Serum	Bilirubine Direkte mg/dL	0 - 0.3 mg/dL	Metoda Diazo	REF 05589061 190 Cobas Integra 400 Plus 27/12/2014	-	-	
11	Serum	Kolesterol mg/dL	145 - 220 mg/dL	Metoda Enzimatiqe Kolorimetrike	REF 03039773 190 Cobas Integra 400 Plus 27/12/2014	-	-	
12	Serum	HDL mg/dL	40 - 70 mg/dL	Metoda enzimatiqe kolorimetrike homogjene	REF 04399803 190 Cobas Integra 400 Plus 27/12/2014	-	-	

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 049
Datë 16.02.2016

Rishikimi 1 Data e leshimit 27.12.2018
E vlefshme deri në datën 15.02.2020

3P LIFE LOGISTIC sh.p.k

Laborator Testues Mjekësor

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

13	Serum	Triglicerid et mg/dL	45 – 150 mg/dL	Test enzimatik kolorimetrik	REF 20767107 322 Cobas Integra 400 Plus 27/12/2014	-	-	
14	Serum	LDL mg/dL	135 – 165 mg/dL	Metoda enzimatike kolorimetrike homogjene	REF 03038866 322 Cobas Integra 400 Plus 27/12/2014	-	-	
18	Urine	Densiteti	1010 - 1030	Metoda e matjes se ndryshimit ne ngjyren e treguesit bromtimol blu nga blu në blu-jeshile të verdhë	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	
19	Urine	pH	4.5 - 8	Treguesit metil i kuq dhe bromtimol blu	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 049
Datë 16.02.2016

Rishikimi 1 Data e leshimit 27.12.2018
E vlefshme deri në datën 15.02.2020

3P LIFE LOGISTIC sh.p.k

Laborator Testues Mjekësor

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

20	Urine	Leukocitet	neg	Matje e prodhimit esterases	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	
21	Urine	Nitritet	neg	Reagon me nje amine aromatike për të dhënë një kripë diazonium , që bashkohet me sulfanilamide të japin një ngjyre Azo të kuqe - vjollcë	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	
22	Urine	Proteinat	Neg	Metoda: gabimi i proteines te indikatorit te pH - Një reagim pozitiv tregohet nga një ndryshim ngjyra nga e verdhë në dritën e gjelbër / e gjelbër	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 049
Datë 16.02.2016

Rishikimi 1 Data e leshimit 27.12.2018
E vlefshme deri në datën 15.02.2020

3P LIFE LOGISTIC sh.p.k

Laborator Testues Mjekësor

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

23	Urine	Glukoza mg/dl	Neg	Metoda enzimatike glucose oksidase/per oksidase (GOD/POD)	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	
24	Urine	Ketonet mg/dl	Neg	Reagimi i nitroprusside natriumit dhe glicina me acetoacetate dhe aceton , në një mjedis alkalin formojnë një kompleks vjollcë ngjyrë	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	
25	Urine	Bilirubina mg/dl	Neg	Reaksion i kripes diazoniumme bilirubinen ne nje mjedis acid.	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	
26	Urine	Gjak	Neg	HgB nxit oksidimin e trguesit nga peroksidi organik	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 049
Datë 16.02.2016

Rishikimi 1 Data e leshimit **27.12.2018**
E vlefshme deri në datën **15.02.2020**

3P LIFE LOGISTIC sh.p.k

Laborator Testues Mjekësor

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

27	Urine	Urobilinogen mg/dl	0 – 2 mg/dl	Urobilinogen bashkohet me 4 - methoxybenzene - diazonium-tetrafluoroborate ne nje mjedis acidi per te formuar nje ngjyre azo kuqe	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	
----	-------	--------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--

Drejtuesi Laboratorit: Arif Lala
Menaxheri Cilësisë: Alma Barbullushi
Tel&Faks: 0667030020
Email: info@lifelog.al
Adresa: Rruga e Durrësit, Njësia Bashkiake Nr. 10, Sheshi "Karl Topia", Kulla 3, Kati I, Tiranë

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 049
Datë 16.02.2016

Rishikimi 1 Data e leshimit **27.12.2018**
E vlefshme deri në datën **15.02.2020**

3P LIFE LOGISTIC sh.p.k

Laborator Testues Mjekësor Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

Vendndodhja e dyte: Autostrada Tiranë-Durrës, Rruga dytësore, Km 9,



Kashar, Tiranë

N°	Materi ali/ Produkti/ Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/ vetia e matur	Fusha e matjes dhe/os e provës (1)	Teknika e provës (2)	Standardi / Metoda e proves(3)	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinion e dhe interpretime (4)	Standardi / Metoda për marrjen e mostrës (5)
1	Gjak (me EDTA)	Eritrocite (RBC) uL	4.5 – 5.8 x10 ³ uL	Metoda Hydro Dynamic Focusing	Sysmex XS – 1000i/XS – 800i 27/12/2014	-	-	
2	Gjak (me EDTA)	Leukocite (WBC) uL	4 – 11 x10 ³ uL	Metoda me rezistence dhe fotometrike	Sysmex XS – 1000i/XS – 800i 27/12/2014	-	-	



Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 049
Datë 16.02.2016

Rishikimi 1 Data e leshimit 27.12.2018
E vlefshme deri në datën 15.02.2020

3P LIFE LOGISTIC sh.p.k

Laborator Testues Mjekësor

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

3	Gjak (me EDTA)	Hemoglobine (Hgb) g/dL	13 - 16 g/dL	Metoda kolorimetrike	Sysmex XS 1000i/XS 800i 27/12/2014	-	-	-
4	Gjak (me EDTA)	Hematokrit (HcT) %	36-44%	RBC Pulse height detection method	Sysmex XS 1000i/XS 800i 27/12/2014	-	-	-
5	Gjak (me EDTA)	Trombocite (PLT) uL	150 - 450 x 10 ³ /uL	Metoda Hydro Dynamic Focusing	Sysmex XS 1000i/XS 800i 27/12/2014	-	-	-
6	Serum	Glukoze mg/dL	4.32 - 720 mg/dL	Metoda enzimatike reference me hegzokinaze	REF 04404483 190 Cobas Integra 400 Plus 27/12/2014	-	-	-
7	Serum	Alt (SGPT) U/L	0-41 U/L	Metode sipas IFCC me pyrodoksal - 5` - phosphate	REF 20764957 322 Cobas Integra 400 Plus 27/12/2014	-	-	-

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 049
Datë 16.02.2016

Rishikimi 1 Data e leshimit 27.12.2018
E vlefshme deri në datën 15.02.2020

3P LIFE LOGISTIC sh.p.k

Laborator Testues Mjekësor Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

8	Serum	AST (SGOT) U/L	0 - 38 U/L	Metode sipas IFCC pa pyrodoksal - 5` - phosphate	REF 20764949 322 Cobas Integra 400 Plus 27/12/2014	-	-	
9	Serum	Bilirubine Totale mg/dL	0 - 1 mg/dL	Metoda diazo kolorimetrike	REF 05795397 190 Cobas Integra 400 Plus 27/12/2014	-	-	
10	Serum	Bilirubine Direkte mg/dL	0 - 0.3 mg/dL	Metoda Diazo	REF 05589061 190 Cobas Integra 400 Plus 27/12/2014	-	-	
11	Serum	Kolesterol mg/dL	145 - 220 mg/dL	Metoda Enzimatiqe Kolorimetrike	REF 03039773 190 Cobas Integra 400 Plus 27/12/2014	-	-	
12	Serum	HDL mg/dL	40 - 70 mg/dL	Metoda enzimatiqe kolorimetrike homogjene	REF 04399803 190 Cobas Integra 400 Plus 27/12/2014	-	-	

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 049
Datë 16.02.2016

Rishikimi 1 Data e leshimit 27.12.2018
E vlefshme deri në datën 15.02.2020

3P LIFE LOGISTIC sh.p.k

Laborator Testues Mjekësor

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

13	Serum	Triglicerid et mg/dL	45 - 150 mg/dL	Test enzimatik kolorimetrik	REF 20767107 322 Cobas Integra 400 Plus 27/12/2014	-	-	
14	Serum	LDL mg/dL	135 - 165 mg/dL	Metoda enzimatike kolorimetrike homogjene	REF 03038866 322 Cobas Integra 400 Plus 27/12/2014	-	-	
18	Urine	Densiteti	1010 - 1030	Metoda e matjes se ndryshimit ne ngjyren e treguesit bromtimol blu nga blu në blu-jeshile të verdhe	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	
19	Urine	pH	4.5 - 8	Treguesit metil i kuq dhe bromtimol blu	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 049
Datë 16.02.2016

Rishikimi 1 Data e leshimit 27.12.2018
E vlefshme deri në datën 15.02.2020

3P LIFE LOGISTIC sh.p.k

Laborator Testues Mjekësor

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

20	Urine	Leukocitet	neg	Matje e prodhimit esterases	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	
21	Urine	Nitritet	neg	Reagon me nje amine aromatike për të dhënë një kripë diazonium , që bashkohet me sulfanilamide të japin një ngjyre Azo të kuqe - vjollcë	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	
22	Urine	Proteinat	Neg	Metoda: gabimi i proteines te indikatorit te pH - Një reagim pozitiv tregohet nga një ndryshim ngjyra nga e verdhë në dritën e gjelbër / e gjelbër	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325





LT 049
Datë 16.02.2016

Rishikimi 1 Data e lëshimit 27.12.2018
E vlefshme deri në datën 15.02.2020

3P LIFE LOGISTIC sh.p.k

Laborator Testues Mjekësor

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

23	Urine	Glukoza mg/dl	Neg	Metoda enzimatike glucose oksidase/per oksidase (GOD/POD)	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	
24	Urine	Ketonet mg/dl	Neg	Reagimi i nitroprusside natriumit dhe glicina me acetoacetate dhe aceton , në një mjedis alkalin formojnë një kompleks vjollcë ngjyrë	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	
25	Urine	Bilirubina mg/dl	Neg	Reaksion i kripes diazoniumme bilirubinen në një mjedis acid.	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	
26	Urine	Gjak	Neg	HgB nxit oksidimin e trguesit nga peroksidi organik	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



LT 049
Datë 16.02.2016

Rishikimi 1 Data e lëshimit **27.12.2018**
E vlefshme deri në datën **15.02.2020**

3P LIFE LOGISTIC sh.p.k

Laborator Testues Mjekësor

Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

27	Urine	Urobilinogen mg/dl	0 - 2 mg/dl	Urobilinogen bashkohet me 4 - methoxybenzene - diazonium-tetrafluoroborate në një mjedis acidi për të formuar një ngjyre azo kuqe	REF 11379194 Cobas u 411 20/01/2015	-	-	
----	-------	--------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--

Drejtuesi Laboratorit: Alma Barbullushi
Menaxheri Cilësisë: Alma Barbullushi
Tel&Faks: 0696006784
Email: info@lifelog.al
Adresa: Autostrada Tiranë Durrës, Rruga dytësore, Km 9, Kashar, Tiranë



Drejtor i Pergjithshem
Armond HALEBI

Rishikimi 0: 16.02.2018

Rishikimi 1: 27.12.2018 Zgjerim i fushes se akreditimit per vendndodhjen e re.



Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri
E-mail: info@dpa.gov.al
Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325