



REPUBLIKA E SHQIPERISË  
MINISTRIA E FINANCAVE  
DHE EKONOMISE



DREJTORIA E PËRGJITHSHME E  
AKREDITIMIT

# ÇERTIFIKATË AKREDITIMI

**LABORATORIO POLIAMBULATORIO CARAVELLI**

Rruga: Fejzi Micolli , Lagjia Partizani, nr.30, Vlorë

**Numri i Regjistrimit**

**LM 001**

**Laborator Testues Mjekësor**

**Është akredituar për të kryer analiza laboratorike në përputhje me S SH ISO/IEC  
15189:2012 "Labororë Mjekësor-Kërkesat për Cilësinë dhe Kompetencën"**

**Data e akordimit të akreditimit: 10.05.2018**

**Çertifikata është e vlefshme deri më datë: 09.05.2022**

**DREJTORI I PËRGJITHSHËM**

**Armond HALEBI**



**LM 001 10.05.18**

**Rishikimi 1: 08.07.2021**

Organizmi i vlerësimit të konformitetit është subjekt i vizitave mbikëqyrëse vjetore dhe rivlerësohet çdo katër vjet. Për të vërtetuar vlefshmërinë e certifikatës shkoni në faqen e Internetit [www.dpa.gov.al](http://www.dpa.gov.al) ose kontaktoni me DPA tel: 0422269097.

Certifikata duhet të jetë e shoqëruar me fushën e akreditimit.



LT 076  
Dt- 10.05.2018

Rishikimi 0 Data e lëshimit 10.05.2018  
E vlefshme deri në datën 09.05.2022

## LABORATORIO POLIAMBULATORIO CARAVELLI

### Laborator Testues Mjekësor

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

N°	Materiali Produkti Matrica, të testuar	Emërtimi i provës/vetia e matur	Fusha e matjes dhe/ose e provës	Teknika e provës	Standardi Metoda e proves	Shënime, ndryshime, rishikime	Opinionet dhe interpretimet	Standardi Metoda për marrjen e mostrës (v)
1	Serum	Glicemia (matja e glukozes)	Metode lineare per perqendri me 10-800mg/dL	Test UV enzimatik	Hexokinase, Beckamn coulter 2015	Interferenc e nga gamapatia monoclonale	Po CV=2.7 3	Sistem kalibrator nr: 66300 Sistem vacutainer BD
2	Serum	Azotemia /urea (matja e azotemise)	Metode lineare per perqendri me 5-300mg/dl	Test UV Kinetik	Urease kinetic Beckamn coulter 2015	-	Po CV=3.5 1	Sistem kalibrator nr: 66300 Sistem vacutainer
3	Serum	Kreatinemia (matja e kreatinines)	Metode lineare per perqendri me 0.2-25.0 mg/dl	Test UV Kinetik	Jaffe' MOD Beckamn coulter 2015	-	Po CV=4.8 3	Sistem kalibrator nr: 66300 Sistem vacutainer
4	Serum	Uricemia (matja e acidit uric)	Metode lineare per perqendri me 1.5-30mg/dl	Test enzimatik	Urease peroxidase Beckman coulter 2015	Interferenc e nga gamapatiaa IgM	Po CV=1.6 8	Sistem kalibrator nr: 66300 Sistem vacutainer
5	Serum	AST/transaminaza ast (matja e nivelit te ALT)	Metode lineare me nje range 3-1000 U/L	Test UV Kinetik	IFCC Beckman coulter 2015	-	Po CV=2.7 1	Sistem kalibrator nr: 66300 Sistem vacutainer
6	Serum	ALT/transaminaza alt (matja e nivelit te AST)	Metode lineare me nje range 3-500 U/L	Test UV Kinetik	IFCC Beckman coulter 2015	-	Po CV=8.7 1	Sistem kalibrator nr: 66300 Sistem vacutainer
7	Serum	GGT (matja e nivelit te enzimes GGT)	Metode lineare me nje range 5-1200 U/L	Test kinetik	Gamma Glutamyl 3 Carbossi 4 nitroanilide Beckman	Interferenc e nga gamapatiaa monoclonale IgM	Po CV=4.0 6	Sistem kalibrator nr: 66300 Sistem vacutainer

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 076**  
**Dt- 10.05.2018**

**Rishikimi 0** Data e lëshimit **10.05.2018**  
E vlefshme deri në datën **09.05.2022**

## LABORATORIO POLIAMBULATORIO CARAVELLI

### Laborator Testues Mjekësor

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

					coulter 2015			
8	Serum	Fosfataza alkaline (matja e fosfatazes alkaline)	Metode lineare me nje range 5-1500U/L	Test kinetik	IFCC Beckman coulter 2015	-	Po CV=1.6 8	Sistem kalibrator nr: 66300 Sistem vacutainer
9	Serum	Bilirubina totale/direkte (matja e bilirubines totale dhe direkte)	Metode lineare per perqendri me 0-30 mg/dl dhe 0-10mg/dl	Fotometrik Test	Diazo with sulphanic acid Beckman coulter 2015	Interferenc e nga gamapatia monoclonal e IgM	Po CV=4.7 5	Sistem kalibrator nr: 66300 Sistem vacutainer
10	Serum	Sideremia (matja e hekurit qarkullues )	Metode lineare per perqendri me 10-1000 µg/dl	Test Fotometrik	Ferrozine Beckamn coulter 2015	Interferenc e nga gamapatia monoclonal e IgM	Po CV=3.9 8	Sistem kalibrator nr: 66300 Sistem vacutainer
11	Serum	ASO (matja e nivelit te antitropave O antistreptolysin)	Metode lineare per perqendri me 100-1000IU/mL	Test Immuno-turbidimetrik	Anti-Streptolysin O antibodies react Beckman coulter 2015	-	Po	Serum protein multikalibrator r 1 Sistem vacutainer
12	Serum	Proteina C reaktive ( matja e proteines C reaktive)	Metode lineare per perqendri me 5-300mg/dl	Test Imuno-turbidimetrik	Anti-human CRP antibodies react Beckamn coulter 2015	Interferenc e nga gamapatia monoclonal e IgM	Po	Serum protein multikalibrator r 1 Sistem vacutainer
13	Serum	Kolesteroli (matja e kolesterolit)	Metode lineare per perqendri me 20-700mg/dl	Test enzimatik	CHOD-PAP Beckamn coulter 2015	-	Po CV=2.4 4	Sistem kalibrator nr: 66300 Sistem vacutainer
14	Serum	Trigliceridi (matja e triglicerideve)	Metode lineare per perqendri me 10-1000 mg/dl	Test enzimatik	Lipase /GPO-PAP Beckman coulter	-	Po CV=3.1 2	Sistem kalibrator nr: 66300 Sistem vacutainer
15	Serum	Kolesterol HDL (matja e	Metode lineare per	Test enzimatik	Direct immunoinhibo	-	Po CV=4.1	HDL-Cholesterol

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 076**  
**Dt- 10.05.2018**

**Rishikimi 0** Data e lëshimit **10.05.2018**  
E vlefshme deri në datën **09.05.2022**

## LABORATORIO POLIAMBULATORIO CARAVELLI

### Laborator Testues Mjekësor

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

		kolesterolit HDL)	perqendri me 2-180mg/dl		tion Beckamn coulter 2015		1	kalibrator Sistem vacutainer
16	Serum	Kreatine-kinaza (matja e nivelit te enzimes CK)	Metode lineare per perqendri me 10-2000 U/L	Test Kinetik	IFCC Beckman coulter 2015	-	Po CV=1.35	Sistem kalibrator nr: 66300 Sistem vacutainer
17	Serum	Proteina totale (matja e proteines totale)	Metode lineare per perqendri me 3-12 g/dl	Test Fotometrik	Biuret reaction Beckamn coulter 2015	-	Po CV=2.80	Sistem kalibrator nr: 66300 Sistem vacutainer
18	Serum	Kalcium (matja e kalciumit)	Metode lineare per perqendri me 0-18 mg/dl	Test Fotometrik	O-cresolphtalein Beckamn coluter 2015	-	Po CV=3.12	Sistem kalibrator nr: 66300 Sistem vacutainer
19	Gjak komplet	Hemoglobina e glukozuar	Range Hba1c 20-140mmol/mol ose 4-15%	Test Fotometrik	HbA1c: Metode turbidometrik e, Perqendrimi i kompleksit antigen/antitr up ne absorbance 340/700nm. TH: Metode kolorimetrike qe mat absorbancen 570/660 nm	-	-	Sistem kalibrator Sistem vacutainer
20	Serum	TSH/percaktimi i horonit stimules te tiroides	Metode per perqendri me 0.05-60 µU/ml	Test sasior	ELFA Vidas blu 2015	Interferenc e nga antitropa kunder perberesve te reagentit	Po	Sistem kalibrator Sistem vacutainer
21	Serum	FT3/percaktimi i triiodotironine s se lire	Metode per perqendri me 0.7-45 pmol/l	Test sasior	ELFA Vidas blu 2015	Interferenc e nga antitropa kunder perberesve	Po	Sistem kalibrator Sistem vacutainer

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 076**  
**Dt- 10.05.2018**

**Rishikimi 0** Data e lëshimit **10.05.2018**  
E vlefshme deri në datën **09.05.2022**

## **LABORATORIO POLIAMBULATORIO CARAVELLI**

### **Laborator Testues Mjekësor**

#### **Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

						te reagentit		
22	Serum	FT4/percaktimi enzimatik i tiroxines se lire	Metode per perqendrimi me 1-100 pmol/l	Test sasior	ELFA Vidas blu 2015	Interferenc e nga antitropa kunder perberesve te reagentit	Po	Sistem kalibrator Sistem vacutainer
23	Serum	IgE Totale/percaktimi imunoenzimatik i IgE totale ne serum	Metode per perqendrimi me 0.5-100000 KIU/l	Test sasior	ELFA Vidas blu 2015	Interferenc e nga antitropa kunder perberesve te reagentit	Po	Sistem kalibrator Sistem vacutainer
24	Serum	HCG/percaktimi i gonadotropines corionice ne serum	Metode per perqendrimi me 2-1500 miu/ml	Test sasior	ELFA Vidas blu 2015	Interferenc e nga antitropa kunder perberesve te reagentit	Po	Sistem kalibrator Sistem vacutainer
25	Serum	Ferritina/percaktimi i ferritines ne serum	Metode per perqendrimi me 1.5-1200ng/ml	Test sasior	ELFA Vidas blu 2015	Interferenc e nga antitropa kunder perberesve te reagentit	Po	Sistem kalibrator Sistem vacutainer
26	Serum	HbS Ag/kerkimi i antigenit per hepatitin B	-	Test Cilesor	ELFA Vidas blu 2015	Interferenc e nga prania e antitropave anti-idiotipo	Po	Sistem kalibrator Sistem vacutainer
27	Serum	PSA Totale/percaktimi i antigenit specifik te prostates	Metode per perqendrimi me 0.07-100ng-ml	Test sasior	ELFA Vidas blu 2015	Interferenc e nga antitropa kunder perberesve te reagentit	Po	Sistem kalibrator Sistem vacutainer
28	Serum	CEA/percaktimi sasior i antigenit Carcinoembrionale	Metode per perqendrimi me 0.5-200ng-ml	Test sasior	ELFA Vidas blu 2015	Interferenc e nga antitropa kunder perberesve te reagentit	Po	Sistem kalibrator Sistem vacutainer

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 076**  
**Dt- 10.05.2018**

**Rishikimi 0** Data e lëshimit **10.05.2018**  
E vlefshme deri në datën **09.05.2022**

## LABORATORIO POLIAMBULATORIO CARAVELLI

### Laborator Testues Mjekësor

#### Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi

29	Serum	HIV	-	Test cilesor	ELFA Vidas blu 2015	-	Po	Sistem kalibrator Sistem vacutainer
30	Serum	Citomegalovirus IgM/kerkimi dhe percaktimi i antitropave anti citomegalovirus	-	Test imunoenzimatik, Cilesor	ELFA Vidas blu 2015	Interferenc e nga antitropa kunder perberesve te reagentit	Po	Sistem kalibrator Sistem vacutainer
31	Serum	RUB IgM/percaktimi kualitativ i IgM anti-rosolia	-	Test imunoenzimatik, Cilesor	ELFA Vidas blu 2015	Interferenc e nga antitropa kunder perberesve te reagentit	Po	Sistem kalibrator Sistem vacutainer
32	Serum	Toxo IgM/percaktimi enzimatik i IgM anti toxoplasma	-	Test Cilesor	ELFA Vidas blu 2015	Interferenc e nga antitropa kunder perberesve te reagentit	Po	Sistem kalibrator Sistem vacutainer
33	Serum	CA 125/percaktimi antigenik OC 125	Metode per perqendrimi 4-600 U/ml	Test Sasior	ELFA Vidas blu 2015	Interferenc e nga antitropa kunder perberesve te reagentit	Po	Sistem kalibrator Sistem vacutainer
34	Plazem	I.N.R	Metode per vlere 15-150%	Test koagulimetrik	TROMBOPLAS TINA CALCIA ACL 7000	-	Po	Gold Cal Sistem vacutainer
35	Plazem	Fibrinogjeni	Metode per vlere 40-800 (derivuar)	Test koagulimetrik	DERIVATO ACL 7000	-	Po	Gold Cal Sistem vacutainer
36	Gjak komplet	Hemokrom	CBC analysis & HGB	Metoda e aspirimit diferencial dhe histogramat	AcT 5Diff Beckman coulter	-	Po	Sistem vacutainer

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 076**  
**Dt- 10.05.2018**

**Rishikimi 0** Data e lëshimit **10.05.2018**  
E vlefshme deri në datën **09.05.2022**

## **LABORATORIO POLIAMBULATORIO CARAVELLI**

### **Laborator Testues Mjekësor**

#### **Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

37	Urine	Urine komplet	-	-	Aution Micro PU 4010	-	-	Kontenitor steril
38	Kulture	Antibiograme	-	-	Eucast 2015	-	-	-
39	Sekrecio n vaginal	Tampon vaginal	CPSE,COS, GAR, CAND2	-	Identifikim dhe antibiograma Eucast 2015	-	-	Tampon me/pa terren
40	Sekrecio n cervikal	Tampon cervikal	VCA3, Chlamydia, Mycoplasma Ureaplasma	-	Identifikim dhe antibiograma Eucast 2015	-	-	Tampon me/pa terren
41	Material nga fyti	Tampon faringu	MSA2, COS, CAND2	-	Identifikim dhe antibiograma Eucast 2015	-	-	Tampon me/pa terren
42	Material lekure	Tampon lekure	CPSE,COS, CAND2, MSA2	-	Identifikim dhe antibiograma Eucast 2015	-	-	Tampon me/pa terren
43	Sekrecio n uretral	Tampon uretral	CPSE, COS, CAND2, GAR, VCA3	-	Identifikim dhe antibiograma Eucast 2015	-	-	Tampon me/pa terren
44	Urine	Urokulture	CPSE, COS	-	Identifikim dhe antibiograma Eucast 2015	-	-	Tampon me/pa terren
45	Fece	Coprokulture	SS, CAM, CAN2	-	Identifikim dhe antibiograma Eucast 2015	-	-	Tampon me/pa terren
46	Likuid seminal	Spermokulture	CPSE, COS, GAR, CAND2, VCA3	-	Identifikim dhe antibiograma Eucast 2015	-	-	Tampon me/pa terren
47	Material sputum	Kulture sputum	COS, MSA2, VCA3,CAN 2	-	Identifikim dhe antibiograma Eucast 2015	-	-	Kontenitor steril

Adresa: Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

E-mail: info@dpa.gov.al

Tel: +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325



**LT 076**  
**Dt- 10.05.2018**

**Rishikimi 0** Data e lëshimit **10.05.2018**  
E vlefshme deri në datën **09.05.2022**

## **LABORATORIO POLIAMBULATORIO CARAVELLI**

### **Laborator Testues Mjekësor**

#### **Lista e analizave për të cilat është i vlefshëm akreditimi**

48	Fece	Analizat parazitologjik e te feces	-	-	Ritchie	-	-	Kontenitor steril
----	------	------------------------------------	---	---	---------	---	---	-------------------

**Administratori:**

**Përgjegjësi i laboratorit mjekësor: ANTONELA AGAJ**

**Tel&Faks:**

**Email:**

**Adresa:**

**Giovanna Cenni**

**+355 69 296 5652 / 033228735**

**info@laboratoriocaravelli.al**

**Rruga: Fejzi Micolli , Lagjia Partizani, nr.30, Vlorë**



**Drejtor i Përgjithshëm**

**Armond HALEBI**



**Rishikimi 0 10.05.2018 Akreditim fillestar**

**Adresa:** Rr " Sami Frashri", Nr.33, kati i I-re, Tiranë, Shqipëri

**E-mail:** info@dpa.gov.al

**Tel:** +355 4 22 69 097, +355 4 22 69325